

Information inför MR-undersökning av pacingsystem

☐ Patient:

☐ Är risk-nytta analys gjord? Har samråd skett?

☐ Dokumentera pulsgenerator, fabrikat och modell.

☐ Dokumentera elektrod(er), fabrikat och modell, unipolär/bipolär, längd.

☐ Är PM-systemet villkorat för MR-undersökning eller kontraindicerat?

☐ Är patienten PM-beroende?

☐ Finns det övergivna/icke fungerande elektroder (kontraindicerat)?

☐ Kan undersökning göras?

☐ Namn på ansvarig kardiolog som måste vara på plats under hela MR-undersökningen.
