

MR-enheten, Radiologi och Radiofysik

Utlåtande

MR-säkerhet för implantat

Typ av implantat: Expander bröstimplantat

Fabrikat / modell: Enligt tabell nedan

☒ Patient får **ej** undersökas.

☐ Patient får undersökas under följande **förutsättningar**

☐ Patient **får** undersökas

1. Normalverksamhet

1.1 Vid bokning

Verifiera implantat (tillverkare, modell, storlek, i vilken kroppsdel implantatet är placerat, placeringsår samt på vilket sjukhus det är placerat). Jämför med gällande villkor i SMRlink eller kontakta MR-fysiker om någon fråga uppstår. MR-fysiker är oftast tillgängliga dagtid vardagar.

Lägg in text som *Observandum* (respektive *Vårdrutinavvikelse* i R8.1, blå ruta i symbolen invid) i COSMIC och även i "obs-ruta" i RIS:

MR-VARNING: MR-kontraindicerat implantat



1.2 Kontakt med patienten

Kontrollera och informera patienten inför undersökning.

1.3 Vid MR-konsollen

Patienten får ej vidröra tunnelväggen. I övrigt se MR-villkor i sektion 3 nedan. Centrera kablar i magneten.

1.4 Efter MR-undersökning

Ingen åtgärd.

2. Jourverksamhet

Samma rutiner som för normalverksamhet

3. Villkor för olika magnetkameror

Implantatet nedan får **ej** MR-undersökas.

Tabell 1. Dessa implantat får ej MR-undersökas.

Implantat	Tillverkare	Modell	Kommentarer
Expander bröstimplantat	Mentor	CONTOUR PROFILE Tissue Expanders	Får ej MR-undersökas då implantatets port är magnetisk
	McGhan Medical och Allergan	Breast Tissue Expander with MAGNA-SITE, Styles 133LV, 133MV, 133FV, 133FX, 133MX, 133SV, 133SX, 133V	
	PMT Corporation	ACCUSPAN Tissue Expander	
	PMT Corporation	Integra Breast Tissue Expander with magnetic port	
	Sientra	ACX Tissue Expander	
	Silamed	Silamed Breast Tissue Expander with Magnetic Port	

4. Information

För ytterligare och mera detaljerad information se (i) Rapport i [SMRlink](#) om detta implantat. Eller (ii) se tillverkarens hemsida för senaste MR-villkor, alternativt (iii) *“Reference Manual for Magnetic Resonance Safety, Implants and Devices”* av Frank G. Shellock, senaste upplagan eller (iv) se [SMRlink-bloggen](#) för information.