

MR-enheten, Radiologi och Radiofysik

## Utlåtande

### MR-säkerhet för implantat

**Typ av implantat:** Prolene Mesh (bräckoperation)

**Fabrikat / modell:** Ethicon / -

- ☐ Patient får **ej** undersökas.
  - ☐ Patient får undersökas under följande **förutsättningar**
  - ☒ Patient **får** undersökas
-

## 1. Normalverksamhet

### 1.1 Vid bokning

Verifiera implantat (tillverkare, modell, storlek, i vilken kroppsdel implantatet är placerat, placeringsår samt på vilket sjukhus det är placerat). Jämför med gällande villkor i SMRlink eller kontakta MR-fysiker om någon fråga uppstår. MR-fysiker är oftast tillgängliga dagtid vardagar.

Lägg in text som *Observandum* (respektive *Vårdrutinavvikelse* i R8.1, blå ruta i symbolen invid) i COSMIC och även i "obs-ruta" i RIS:



### 1.2 Kontakt med patienten

Kontrollera och informera patienten inför undersökning.

### 1.3 Vid MR-konsollen

Patienten får ej vidröra tunnelväggen. I övrigt se MR-villkor i sektion 3. Centrera kablar i magneten.

### 1.4 Efter MR-undersökning

Ingen åtgärd.

## 2. Jourverksamhet

Samma rutiner som för normalverksamhet.

## 3. Villkor för olika magnetkameror

Patienter med Prolene Mesh kan MR-undersökas utan restriktioner då implantatet inte innehåller någon metall.

## 4. Information

För ytterligare och mera detaljerad information se (i) Rapport i [SMRlink](#) om detta implantat. Eller (ii) se tillverkarens hemsida för senaste MR-villkor, alternativt (iii) "Reference Manual for Magnetic Resonance Safety, Implants and Devices" av Frank G. Shellock, senaste upplagan eller (iv) se [SMRlink-bloggen](#) för information.