

MR-enheten, Radiologi och Radiofysik

Utlåtande

MR-säkerhet för implantat

Typ av implantat: Sandsäck

Fabrikat / modell: Innehåller metallspån

- ☒ Patient får **ej** undersökas.
 - ☐ Patient får undersökas under följande **förutsättningar**
 - ☐ Patient **får** undersökas
-

1. Normalverksamhet

1.1 Vid bokning

Kontakta MR-fysiker om någon fråga uppstår. MR-fysiker är oftast tillgängliga dagtid vardagar.

MR-VARNING: MR-kontraindicerat

1.2 Kontakt med patienten

Kontrollera och informera patienten inför undersökning.

1.3 Vid MR-konsollen

Patienten får ej vidröra tunnelväggen. I övrigt se MR-villkor i sektion 3. Centrera kablar i magneten.

1.4 Efter MR-undersökning

Ingen åtgärd.



2. Jourverksamhet

Samma rutiner som för normalverksamhet.

3. Villkor för olika magnetkameror

Ortopediska sandsäckar som inte är märkta som MR-säkra får inte tas in i rummet med magneten då de kan vara starkt ferromagnetiska.

4. Information

För ytterligare och mera detaljerad information se (i) Rapport i [SMRlink](#) om detta implantat. Eller (ii) se tillverkarens hemsida för senaste MR-villkor, alternativt (iii) *“Reference Manual for Magnetic Resonance Safety, Implants and Devices”* av Frank G. Shellock, senaste upplagan eller (iv) se [SMRlink-bloggen](#) för information.